



See Video

Hector H30A

고관절 근력을 보조하여 보행을 도와주는 보행보조기기
Muscular Strength and Walking Assistor



Hector H30A

Muscular Strength and Walking Assistor



HEXAR is a leader in the wearable exoskeleton robot technology

헥토르

Hector H30A

제품개요 (Product Overview)

고관절 근력을 보조하여 보행을 도와주는 보행보조기기

주요기능 (Main Function)

- 노약자의 고관절 근력을 보조하여 일상생활의 보행 활동 지원
- 평지, 오르막, 내리막 등 다양한 보행 모드 지원
- 정지, 가감속, 앉기/서기 등 다양한 동작 지원
- 착용자의 보행 의도에 맞춰 자동으로 모드 변환
- 간편한 착용이 가능한 체결 구조 채택

제품사양 (Specification)

사용 목적	근력 약화된 노약자나 보행 약자의 보행 보조
전원 공급 전압	24VDC
총전 전압	100~240VAC 50/60Hz 1.8A
가용시간	무선: 2시간 유선: 제한없음
크기	485mm(W) x 330mm(D) x 500mm(H)
무게	4.3 kg
운동 각도(ROM)	고관절 : -25° ~ 100°
지원동작모드	평지 보행 / 경사로 보행 / 계단 오르내리기 / 의자 앉고 일어서기
자유도(DOF)	2 DOF

제품이미지 (Picture)



사양은 예고없이 변동될 수 있습니다.
Specification is subject to change without notice.

